

ARMOIRE LABORATOIRE POSITIVE

- Température + 5°C

- Porte vitrée

AM 432 - 421 Litres**Une exclusivité
A.J.P.L PHARMA****Nouveauté !**


LES PLUS PRODUITS



Electronique affichage 0,1°C.
Alarme sonore porte ouverte
et seuils de température dé-
passés, avec contact pour
report d'alarme. Mémorisa-
tion des alarmes.



Sortie d'alarme.
Ces trois contacts peuvent être
utilisés pour raccorder un dispo-
sitif d'alarme optique ou sonore.



Cuve ABS.
Plaque de protection perforée
sur le fond de l'armoire, évitant
ainsi tout contact entre la partie
réfrigérante et les produits.



Thermostat anti-congélation :
évitant en cas de défaillance
de l'électronique la congéla-
tion des produits

DEFINITION

- Régulation électronique
- Capacité 421 litres
- Grilles acier - chargement 45 kg par grille
- Carrosserie traité anti corrosion + époxy blanc
- Porte vitrée réversible
- Eclairage fluo avec interrupteur séparé
- Porte avec serrure à clé
- Fluide R600a
- Conforme à la réglementation CE-ISO9001

TECHNOLOGIE

- Refroidissement ventilé +5°C +/- 3°C certifié Cofrac*
- Réglage de la consigne de +2° à +12°C (réglage d'origine +5°C)
- Système frigorifique avec dégivrage automatique et évaporation des condensats
- Thermostat de sécurité « anti-congélation »
- commande arrêt/marche

ACCESSOIRES EN OPTION

- Grille AM 432 supplémentaire - (lpx) 518x460 mm
- Tiroir en aluminium
- Logiciel traçabilité + interface pour connexion sur PC




REGULATION ELECTRONIQUE




- Température 5° +/-3°C*
- Alarme porte et température - visuelle et sonore avec contact sec pour report d'alarme
- Possibilité de suivi de température par connexion RS 485 (logiciel + interface en accessoire)

GESTION DES ALARMES

Nos appareils disposent d'un contact report d'alarme (sortie câble à l'arrière de l'appareil) qui permet soit de se connecter à la télésurveillance de l'officine soit à un transmetteur téléphonique (à effectuer par un prestataire agréé).



ERGONOMIE



- largeur réduite 600 mm
- porte vitrée réversible avec serrure

L'ordre des pharmaciens dans ses recommandations de stockage préconise un système d'alerte télétransmissible vers une personne apte à intervenir afin de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter la perte de produits.

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AM 432

Volume brut / utile	421 L	Equipement	
Température pré-réglée	+5 °C	Grille acier zingué/vernis	518x460 mm : nb 5
Refroidissement	ventilé	Hauteur de réglage	50 mm
Régulation électronique	résolution 0,1 °C	Nombre de niveau max.	25
Hygrométrie	75-90 %	Charge admissible par grille	45 kg
Dégivrage	automatique	Charge admissible appareil	214 kg
Evaporateur	arrière vertical	Dimensions / Poids	
Condenseur	statique	Appareil (hxlxp)	1860x597x650 mm
Alimentation 230V - 50Hz	370 W	Cuve (hxlxp)	1619x492x509 mm
Consommation	2,40 kWh/24h	Emballé (hxlxp)	1875x660x675 mm
Fluide	R600a	Poids brut / net	82/77 kg
Température ambiante	+10°/+38 °C		
Niveau sonore	43 dB		

* appareil tête de série certifié Cofrac - valeurs pour ambiance 25 °C

02/09 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)